

Spa Calacatta Remplacer la cellule électrolytique (SC-WF20-1)

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

Prévoyez :

- 1 tournevis cruciforme
- Une cellule électrolytique neuve (**Référence 13113**)
- Les bouchons intérieur et extérieur de la structure gonflable



ÉTAPE 2 : CHANGER LA CELLULE

1. A l'intérieur de la structure :

Retirez le boîtier de cartouche et **mettez** les bouchons en place



2. A l'extérieur de la structure :

Déconnectez le bloc technique de la structure gonflable et **mettez** les bouchons en place



3.

Retirez les 4 vis du couvercle transparent à l'aide d'un tournevis cruciforme et **retirez-le**



4. Débranchez la connexion de la cellule à la main et **retirez-la** en la tournant vers la gauche



5.

Récupérez les 2 joint de la cellule et **installez-les** sur la nouvelle



6.

Installez la nouvelle cellule en suivant toutes les étapes dans le sens inverse